

Biópsia Cerebral

**precisão e
praticidade**



KIT CÂNULA PARA BIÓPSIA CEREBRAL

Modelo: **EBC_100**

REG. ANVISA: **81704060002**



As cânulas para **biópsia cerebral EVO** são cânulas de corte/aspiração com conexão tipo Luer Lock que possuem uma janela retangular posicionada na lateral do tubo, próxima à sua ponta que permite a aspiração, corte preciso e excelente coleta de material para análise histopatológica.

Compatível com os equipamentos de estereotaxia disponíveis no mercado da Micromar e Bramsys, de modo prático e rápido. Pode ser usado também com neuronavegação.

Fácil sistema de **identificação para abertura e fechamento da janela** de corte.

O kit para biópsia cerebral é descartável, de uso único e esterilizado em Óxido de Etileno (ETO).



COMPOSIÇÃO DO KIT

- **Janela lateral de 10mm;**
- Cânula guia com diâmetro de 2,1mm, comprimento de 228mm (do início da haste metálica ao centro da janela);
- Mandril com diâmetro de 1,7mm, comprimento de 249,7mm (do início da haste metálica ao centro da janela);
- Três buchas para acoplamento ao sistema de biópsia;
- Uma bucha extra para neuronavegação;
- Uma seringa de 10ml;
- Um extensor 20cm.

CONTATO

comercial@evo.med.br / 11 4226 5225 / 11 96482 3222

EVO Medicina Especializada

Rua Alegre, 470 - Conj. 303 - São Caetano do Sul-SP - Brasil