


Hemostático

**versátil e
rápido**



GELITA[®] ENT

Hemostático Alemão 100% de Gelatina com Ph Neutro

X-DENSE



80 x 50 x 10 mm
Cód.: GE-6385

10 x 10 x 10 mm
Cód.: GE-6311

REG. ANVISA: 81464750100

Até 20 segundos para fazer a hemostasia.

Aplicação Cirúrgica:

• Timpanoplastia / • Miringoplastia / • Estapedotomia

- Feito com mais gelatina. / • Mantém sua consistência mesmo quando saturada. / • Alta absorção de líquidos. / • Pode ser facilmente cortado em pedaços. / • Maior densidade para dar suporte e proteção. / • Com o X-DENSE, a função prolongada de suporte e andaime garante que os implantes e enxertos permaneçam no local por tempo suficiente. / • Bio-reabsorção mais lenta, de 20 a 40 dias (serve para proteger a região).

X-BLOD



80 x 50 x 4 mm
Cód.: GE-8385

80 x 25 x 4 mm
Cód.: GE-8382

REG. ANVISA: 81464750100

Até 8 segundos para fazer a hemostasia.

Aplicação Cirúrgica:

• Septoplastia / • Turbinoplastia / • Rinoplastia / • FESS / • Tireoidectomia

- Absorve rápido, age rápido e sai do organismo rápido (2 a 5 dias). / • Mantém sua consistência mesmo quando saturada. / • Alta absorção de líquidos. / • Pode ser facilmente cortado em pedaços.

X-PAND



80 x 15 x 7 mm
Cód.: GE-6382

REG. ANVISA: 81464750100

Até 20 segundos para fazer a hemostasia.

Aplicação Cirúrgica:

• Etmoidectomia / • Corneto / • FESS

- Alta absorção de líquidos. / • Bio-reabsorção de 3 a 4 dias. / • Expande em contato com o sangue para ocupar a área da aplicação. / • O X-PAND não precisa ser removido, pois há reabsorção quando em contato com a mucosa. Os tampões PVA precisam ser removidos após alguns dias com potencial risco de novo sangramento. Redução de custos por ter menos visitas de acompanhamento. / • Pode ser facilmente cortado em pedaços.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Feito 100% de gelatina farmacêutica de origem porcina. Natural e seguro.
- pH neutro. Pode ser usado como transportador de drogas (esteróides ou antibióticos).
- Rapidamente reabsorvido pelo organismo. Biodegradáveis.
- Não ressecam, sempre úmidos.
- Nenhum armazenamento refrigerado necessário.
- Fácil manuseio.
- Se adaptam bem ao local da hemorragia.
- Made in Germany.

CONTATO

comercial@evo.med.br / 11 4226 5225 / 11 96482 3222

EVO Medicina Especializada

Rua Alegre, 470 - Conj. 303 - São Caetano do Sul-SP - Brasil