

# Hemostático

**versátil e  
rápido**



# GELITA TUFT-IT®

## Combinação


Hemostático, efeito Selante e Aderente em um único produto



**FÁCIL**  
manipulação  
e separação  
das camadas

**Cirurgia Geral e  
Laparoscopia**

50 x 75 mm  
Cód.: GF-7365  
REG. ANVISA:  
81464750099



### CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- 20 segundos para iniciar a hemostasia.
- Bio-reabsorção de 2 a 25 dias.
- Feito 100% de gelatina farmacêutica de origem porcina. Natural e seguro.
- pH neutro. Pode ser usado como transportador de drogas (esteróides ou antibióticos).
- Nenhum armazenamento refrigerado necessário.
- Não precisa umedecer antes do uso.
- Após aplicação, ela não resseca, sempre úmido.
- Grande flexibilidade e elasticidade.
- Se adapta bem ao local da hemorragia. Ideal para estruturas irregulares.
- Fácil manipulação e separação das camadas.
- Após a aplicação, o produto torna-se uma massa gelatinosa adotando o contorno do tecido que tem sido aplicado.
- Fácil reposicionamento e ótima aderência ao tecido após ser molhado.
- Previne a formação de seroma (acúmulo de líquido embaixo da pele).
- Não causa inchaço e nem compressão de nervos e tecidos sensíveis.
- Made in Germany.

### CONTATO

comercial@evo.med.br / 11 4226 5225 / 11 96482 3222  
**EVO Medicina Especializada**  
Rua Alegre, 470 - Conj. 303 - São Caetano do Sul-SP - Brasil